

足から伝わる優しいリズムで
極上の眠りをあなたに…




快眠足まくら

Delta Rhythm

デルタリズム

専門家もデルタリズムの研究開発に参加



寝心地と目覚めの良さへの評価

デルタリズムの開発にあたり、大学と専門の病院でも研究が行われ、その結果は遠藤拓郎先生により学会でも発表されました。80%が寝心地と翌朝の目覚めの良さを実感したと回答。



医学博士
遠藤拓郎先生

なぜか眠たくなる…そんなリズムを再現しました

考え事をしたり、無理に「眠ろう」として、よけいに眠れなくなる…というようなプレッシャーを感じた経験は誰にでもあります。しかし、「電車に乗っていたら寝てしまった…」という真逆の経験もあるのではないのでしょうか。人はゆっくりした揺れやリズム等の外的刺激を感じるうちに、意識がついそれらの刺激に引き込まれることがあります。

デルタリズムは、そのような「なぜか眠たくなるリズム」を意味します。足枕から発するこのリズムが、優しく足を刺激することで、いつのまにかリズムの心地よさに引き込まれ、眠りやすくなります。



新開発ソレノイド骨振動でデルタリズムを身体に伝えます



※睡眠学の権威、遠藤拓郎先生と共同開発 一特許出願中—

時計の音や些細な生活音など、日中なら気にならない程度なのに、いざ眠る時になると急に障害に感じはじめる音があります。眠ることは、それだけデリケートな行為といえます。

デルタリズムは、静かに振動を身体に伝えるために、新開発ソレノイド骨振動を採用していますので、眠りの障害になることはありません。更に、振動は「自然界のリズム=1/fのゆらぎ」を加えたやすらぎのあるリズム振動に仕上がっています。

選べる「自分好みのリズム」

1 お寝ね「トントン」



お母さんが赤ちゃんを寝かせるとき、優しくトントンしてくれる。そんな安らぎへ引き込むリズムの「リラックス」モード

2 電車で揺られて「カタンコトン」



電車で揺られたとき、思わず居眠りしたくなる心地よいリズムの「トレイン」モード

3 お母さんの心音で安心感を誘うリズム



胎児がお母さんのお腹の中で聞いていた安心音でもある、心音リズムを表現した「マザー」モード

モニターでお使いいただいた結果、84%以上が「ぐっすり眠れた」と回答！

- 「早く眠りにつけたことは、仕事と睡眠時間が不規則な私にとってカルチャーショックだった！」(40代男性)
- 「2~3日使用するうちに自然に強さと合うモードが分かってくると、不思議な気持ちよさでいつのまにか眠ってしまい、いつもよりスッキリと目覚めることができました。」(50代女性)
- 「巷で言われる「不眠時はひつじを数える」と同様の効果があると思う。」(50代男性)
- 「振動の強さを弱めにしたらすぐに寝れました。特にトレインモードが良かったです。」(30代女性)
- 「もともと生活が不規則でとても寝つきが悪く、床についても寝付けない事が多いのですが、デルタリズムを使うと寝付ける気がしました。」(20代女性)

高級ホテルでも採用

滞在時、快眠を求めるお客様に「デルタリズム」をサービスとして提供。



セレスティンホテル



パークホテル東京/芝パークホテル

仕様

電源 電圧:AC100V(50/60Hz)
消費電力:4.4W
専用ACアダプターコード:1.8m コントロールユニットコード:約2m
マ ッ ト:幅約60cm×奥行約30cm×高さ約4cm
重 量:790g(アダプター含)
タイマー:30分
付 属 品:ACアダプター1個
動作周波数:「リラックス」3.5~0.5Hz 「トレイン」3Hz 「マザー」0.7Hz
生 産 国:日本

快眠足まくら デルタリズム *Delta Rhythm*

考え事をしたり、無理に「眠ろう」として、よけいに眠れなくなる…というようなプレッシャーを感じた経験は誰にでもあります。しかし、「電車に乗っていたら寝てしまった…」という真逆の経験もあるのではないのでしょうか。人はゆっくりした揺れやリズム等の外的刺激を感じるうちに、意識がついそれらの刺激に引き込まれることがあります。デルタリズムは、そのような「なぜか眠たくなるリズム」を意味します。足枕の2箇所から発するこのリズムが、優しく両足を刺激することで、いつのまにかリズムの心地よさに引き込まれ、眠りやすくなります。


足から伝わる優しいリズムで
極上の眠りをあなたに…



快眠足まくら デルタリズムツイン

Delta Rhythm Twin

専門家もデルタリズムツインの研究開発に参加



寝心地と目覚めの良さへの評価

デルタリズムの開発にあたり、大学と専門の病院でも研究が行われ、その結果は遠藤拓郎先生により学会でも発表されました。80%が寝心地と翌朝の目覚めの良さを実感したと回答。



医学博士
遠藤拓郎先生

なぜか眠たくなる…そんなリズムを再現しました

考え事をしたり、無理に「眠ろう」として、よけいに眠れなくなる…というようなプレッシャーを感じた経験は誰にでもあります。しかし、「電車に乗っていたら寝てしまった…」という真逆の経験もあるのではないのでしょうか。人はゆっくりした揺れやリズム等の外的刺激を感じるうちに、意識がついそれらの刺激に引き込まれることがあります。

デルタリズムは、そのような「なぜか眠たくなるリズム」を意味します。足枕の2箇所から発するこのリズムが、優しく両足を刺激することで、いつのまにかリズムの心地よさに引き込まれ、眠りやすくなります。



デルタリズムの心地よさに引き込まれるうちに、つい眠りやすくなります。


選べる「自分好みのリズム」

1 お寝んね「トントン」



お母さんが赤ちゃんを寝かせるとき、優しくトントンしてくれる。そんな安らぎへ引き込むリズムの「リラックス」モード

2 電車で揺られて「カタンコトン」



電車で揺られたとき、思わず居眠りしたくなる心地よいリズムの「トレイン」モード

3 お母さんの心音で安心感を誘うリズム



胎児がお母さんのお腹の中で聞いていた安心音でもある、心音リズムを表現した「マザー」モード

モニターでお使いいただいた結果、84%以上が「ぐっすり眠れた」と回答！

- 「早く眠りにつけたことは、仕事と睡眠時間が不規則な私にとってカルチャーショックだった！」(40代男性)
- 「2~3日使用するうちに自然に強さと合うモードが分かってくると、不思議な気持ちよさでいつのまにか眠ってしまい、いつもよりスッキリと目覚めることができました。」(50代女性)
- 「巷で言われる「不眠時はひつじを数える」と同様の効果があると思う。」(50代男性)
- 「振動の強さを弱めにしたらすぐに寝れました。特にトレインモードが良かったです。」(30代女性)
- 「もともと生活が不規則でとても寝つきが悪く、床についても寝付けない事が多いのですが、デルタリズムを使うと寝付ける気がしました。」(20代女性)



快眠足まくら デルタリズム ツイン

高級ホテルでも採用

滞在時、快眠を求めるお客様に「デルタリズム」をサービスとして提供。



セレスティンホテル



パークホテル東京/芝パークホテル

Delta Rhythm Twin

仕様

電源電圧:AC100V(50/60Hz)
消費電力:5.7W
専用ACアダプターコード:1.8m コントロールユニットコード:約2m
マ ッ ト:幅約75.5cm×奥行約30cm×高さ約4cm
重 量:920g(アダプター含)
タ イ マー:30分
付 属 品:ACアダプター1個
動作周波数:「リラックス」3.5~0.5Hz 「トレイン」3Hz 「マザー」0.7Hz
生 産 国:日本

社団法人 日本ホームヘルス機器協会 会員



株式会社 **ホームイオン研究所**

東京都渋谷区神泉町17番2号

オハヨー ニサンキュー

お客様相談室 ☎ 0120-0842-39



ISO9001
JQA-CMA10316



ISO13485
JQA-MD0002

医療機器の設計、開発及び製造

販売代理店