


ホームイオン ホームケアテンス

HOME CARE

Tens



※図はイメージです。



肩こり



腰の痛み



関節の痛み



HOMER ION

効能・効果：肩こりの緩解、麻痺した筋肉の萎縮の予防、マッサージ効果
(疲労回復、血行をよくする、神経痛・筋肉痛の緩解)

ワンタッチ!

治療パターンは6種類。目的部位のボタンを押すだけで、最適なプログラムパターンによる治療が自動的に行われます。

上半身 治療時間：10分

●上半身
筋肉の硬直を防ぎ、たたきながらバランス良くもみほくします。

下 肢 治療時間：10分

●下肢
もみほぐしと痛みを抑える作用をバランス良く発揮します。

腰 治療時間：15分

●腰
足腰の痛みや疲労を左右のバランスを整えながら治療します。

痛みの緩解 治療時間：15分

●痛みの緩解
痛みをやわらげる治療効果の即効性と持続性を発揮します。

脊髄基本 治療時間：15分

●基本
基本的な使用法で全身の血行を良くし、疲労を癒します。

脊髄安眠 治療時間：15分

●安眠
リラックスした状態になります。(就寝前が効果的です)

プラスター(貼付)導子「エレパップ」でクールダウン、さらに効果的。



**サリチル酸メチル
1-メントール**

精製水・パラオキシ安息酸ブチル・パラオキシ安息酸メチル・ケイ酸アルミン酸マグネシウム・ポリアクリル酸・ポリアクリル酸ナトリウム・濃グリセリン・ポリオキシエチレン硬化ヒマシ油

使用例

肩



腰



関節



仕 様

認証番号

医療機器認証番号 21500BZZ00023

※商品改良のため予告なく一部仕様を変更することがありますのでご了承ください。

電気的仕様

定格電源電圧：AC100V (50/60Hz)
定格消費電力：5W
最大治療電流：14mA (1K Ω 負荷接続時)
治療周波数：3~250Hz
タイマー：最大15分

本体仕様

寸 法：横220mm×奥行240mm×高さ72mm
質 量：1kg (ACアダプター含む)
付 属 品：ACアダプター 1個
/導子コード(黄)1本・(緑)2本
/エレパップ 2箱
オプション：/導子 3個/ベルト 3本
[別 売]

⚠ 危 険

下記のような医用電子機器との併用は、誤動作を招く恐れがありますので使用しないでください。
ペースメーカーなどの体内植込み型医用電気機器、心電計などの装着形の医用電気機器

⚠ 警 告

急性疾患・安静を必要とする人は、医師と相談の上ご使用ください。

販売元

標準価格 ￥72,450

(本体価格 ￥69,000、消費税等 ￥3,450)

社団法人 日本ホームヘルス機器協会

株式会社 ホーマイオン研究所

東京都渋谷区神泉町17-2

お客様相談室フリーダイヤル

0120-0842-39

オハヨーニサンキュウ



ISO9001
JQA-QMA10116



ISO 13485
JQA-MD0002